

## PRUEBAS DE PARENTESCO CON VALIDEZ LEGAL

Para que el estudio tenga **validez judicial** frente a terceros es totalmente indispensable la identificación inequívoca de cada participante en la prueba y el **mantenimiento de la cadena de custodia** de las muestras, desde la toma de la muestra hasta la recepción de la misma en el laboratorio y el posterior procesamiento de la muestra.

### 1º. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Cada participante debe aportar original y fotocopia de su D.N.I.

En el **caso de menores de edad**, el representante legal deberá presentar:

- LIBRO DE FAMILIA, original y fotocopia. En caso de no existir el libro de familia, presentará otra documentación que demuestre la condición de responsable legal del menor que participa en el análisis (partida de nacimiento,...).
- D.N.I. del menor, original y fotocopia. En caso de no disponer de D.N.I. el menor, se entregará una fotografía actual del menor, que se adjuntará al resto de la documentación.
- D.N.I. del representante legal, original y fotocopia.

De toda la documentación aportada, el original se devolverá al participante y la fotocopia se adjuntará a la documentación que se envía al laboratorio.

### 2º. TOMA DE MUESTRAS

1. Se tomarán dos escobillones estériles con células de mucosa bucal (saliva) de cada paciente siguiendo las siguientes instrucciones **para cada escobillón**:



El participante no necesita estar en ayunas, pero sí tener la boca limpia: evitar comer, fumar o lavarse los dientes al menos una hora antes de tomar la muestra



- 1.1. Abrir el precinto de seguridad del tubo protector y extraer el escobillón, siempre cogiéndolo por la tapa, **sin tocar el escobillón con los dedos**.
- 1.2. Introducir el escobillón en la boca y frotar vigorosamente la parte interna del carrillo durante al menos 1 minuto, presionando con firmeza.
- 1.3. Tomar DOS muestras de cada individuo, cada una de un carrillo.
- 1.4. Guardar en el tubo protector.
- 1.5. Identificar con el nombre completo del participante y precintado con una pegatina o similar.



2. Complimentar el FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO con todos los datos de los participantes en el estudio: firmado **por cada participante** por ambas caras y con las huellas dactilares (dedo índice derecho) de **cada participante**.
3. Complimentar el impreso de CADENA DE CUSTODIA DE MUESTRAS, con el sello del laboratorio o centro de toma de muestras, y rellenos los apartados de toma de las muestras, identificación de los participantes, precintado y etiquetado de las muestras y la fecha de envío de muestras a GENYCA. El impreso de CADENA DE CUSTODIA debe estar firmado por cada una de las personas que custodian las muestras: el que toma las muestras, las precinta y etiqueta; el que las transporta y el que las recibe en el laboratorio.

### 3º. ENVÍO DE MUESTRAS A GENYCA

1. Preparación de la muestra: meter en un sobre los escobillones de cada participante correctamente identificados, el FORMULARIO DE SOLICITUD, la CADENA DE CUSTODIA, la fotografía y las fotocopias de los documentos identificativos.
2. Llamar a GENYCA (91 634 61 06), solicitando la recogida del sobre por mensajería. Enviar el paquete a temperatura ambiente (no necesita transporte refrigerado) evitando festividades locales y nacionales.
3. Guardar y custodiar el albarán que entrega la mensajería con el *tracking number* del envío.

### 4º. ENVÍO DE INFORME DE RESULTADOS Y FACTURA

1. GENYCA enviará el informe de resultados con VALIDEZ LEGAL y se entregará por correo electrónico protegido con contraseña y en papel dentro de un sobre cerrado en el plazo de 7 días desde la recepción de la muestra.
2. GENYCA enviará una factura mensual, que deberá ser abonada en el plazo acordado.



## PRUEBAS DE PARENTESCO ANÓNIMAS: SIN VALIDEZ LEGAL

### 1º. TOMA DE MUESTRAS

1. Se tomarán dos escobillones estériles con células de mucosa bucal (saliva) de cada paciente siguiendo las siguientes instrucciones **para cada escobillón**:



El participante no necesita estar en ayunas, pero sí tener la boca limpia: evitar comer, fumar o lavarse los dientes al menos una hora antes de tomar la muestra



- 1.1. Abrir el precinto de seguridad del tubo protector y extraer el escobillón, siempre cogiéndolo por la tapa, **sin tocar el escobillón con los dedos**.
- 1.2. Introducir el escobillón en la boca y frotar vigorosamente la parte interna del carrillo durante al menos 1 minuto, presionando con firmeza.
- 1.3. Tomar DOS muestras de cada individuo, cada una de un carrillo.
- 1.4. Guardar en el tubo protector.
- 1.5. Identificar las muestras señalando la relación de parentesco (por ejemplo: Padre, Madre, Hijo 1, Hijo 2, etc).



2. Cumplimentar el FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO con los datos del solicitante: imprescindible rellenar datos de envío y datos de facturación.

### 2º. ENVÍO DE MUESTRAS A GENYCA

1. Preparación de la muestra: meter en un sobre los escobillones de cada participante y el FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO.
2. Llamar a GENYCA (91 634 61 06), solicitando la recogida del sobre por mensajería. Enviar el paquete a temperatura ambiente (no necesita transporte refrigerado) evitando festividades locales y nacionales.

### 3º. ENVÍO DE INFORME DE RESULTADOS Y FACTURA

1. GENYCA enviará el informe de resultados por correo electrónico protegido con contraseña, en el plazo de 7 días desde la recepción de la muestra.
2. GENYCA enviará una factura mensual, que deberá ser abonada en el plazo acordado.